

Der Zeckenentferner



DR. VON FOREICH • BIOSCIENTIA
MEDIZINISCHES LABOR

www.foreich-bioscientia.de

Fon 040 76696-0

Fax 040 76696-118

Der Zeckenentferner

Passende Einkerbung wählen und unter die Zecke schieben. Jetzt den Zeckenentferner leicht anheben und dabei die Zecke vorsichtig aus der Haut ziehen. Mit der Lupe kontrollieren, ob die Zecke vollständig entfernt wurde.



Konnten Sie eine Zecke nicht vollständig entfernen? Kommt es zu einer Rötung oder einer anderen Reaktion an der Einstichsstelle? Dann suchen Sie umgehend einen Arzt auf!